

Jak pobrać i przesyłać próby krwi lub włosów od koni w celu badania markerów genetycznych

1. Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 2 próbek, po około 10 ml w każdej. Po pobraniu wymieszać delikatnie.
2. Probówki powinny być plastikowe z wewnętrznym korkiem (nie używać probówek szklanych lub z igłami). Jedna z próbek powinna zawierać płyn antykoagulacyjny EDTA, druga probówka bez płynu.
3. Cebulki włosowe (kilkadziesiąt sztuk), wyrwane z grzywy, zapakować w sztywny woreczek foliowy ze struną.
4. Próbkę należy oznakować drukowanymi literami pełną nazwą konia od którego pobrano krew lub włosie.

Dokumenty

Do prób należy dołączyć dwa dokumenty:

- „Protokół pobrania krwi lub włosów od konia”, starannie wypełniony i podpisany przez pobierającego krew i/lub pracownika OZHK, w obecności którego pobrano krew oraz przez właściciela konia.
- „Zlecenie badania” z wpisaniem liczby koni przesyłanych do badania, nazwiskiem i adresem hodowcy, numerem NIP-u oraz formą płatności.

Transport próbek

- Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, także w czasie transportu, należy przechowywać w temperaturze plus 4°C (nie zamrażać!).
- Próby krwi powinny dotrzeć do laboratorium nie później niż 48 godzin po pobraniu. Wysyłanie próbek pocztą priorytetową lub kurierską gwarantuje spełnienie tego warunku.
- Próbkę do badania, dokładnie zabezpieczoną przed wylaniem, należy wysłać na adres:

**Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Chorzelów Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Grup Krwi Koni
39-331 Chorzelów**

- Ksero dowodu opłaty za badanie, dołączone do protokołu pobrania, znacznie skróci czas oczekiwania na wyniki badania. Konto Zakładu

BG SA O/MIELEC 55 2030 0045 1110 0000 0252 3540

Uwaga: Dodatkowe informacje dotyczące pobierania i przesyłki krwi można uzyskać pod telefonem/faxem: **tel. 017 5810146, 017 5841057, fax. 017 5841059**

e-mail: laboratorium.chorzelow@poczta.onet.pl lub mnogaj@poczta.onet.pl